



INCAS

Medical Safety
Innovation



S.P.R.I.Z.

Il più innovativo e sicuro
aspiratore a circuito
chiuso per grandi volumi
di liquidi biologici:
"PATENT PENDING"

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE PRINCIPALI

01

**PROTEZIONE
ANTIBATTERICA E
ANTIVIRALE CON IONI
D'ARGENTO**

Riduzione delle
cross-contamination

02

**SERBATOIO ERMETICO
CON ULPA FILTER**

Trattiene fino al
99.9995% gli agenti
contaminanti (virus,
batteri, spore)

03

SISTEMA RFID

Automatizza i controlli di
sicurezza per azzerare il
rischio d'errore umano

CAMPI DI APPLICAZIONE

SALA OPERATORIA

Permette al personale sanitario, grazie al serbatoio da 65 litri, di aspirare senza interruzione per tutto l'intervento endo-urologico e artroscopico. Il personale sanitario non è più impegnato a sostituire i contenitori monouso normalmente utilizzati per la raccolta dei liquidi.

REPARTO DI UROLOGIA

Permette lo svuotamento rapido delle sacche di raccolta dei liquidi biologici nel post-intervento quando si effettuano i lavaggi vescicali continui; riduce i tempi di lavoro del personale ed aumenta l'efficienza e la sicurezza.

TERAPIA INTENSIVA

Consente lo svuotamento degli urinometri, delle sacche di ultrafiltrato, direttamente dall'apparecchiatura, durante la C.V.V.H. senza necessità di sostituirle; riduce i tempi di lavoro del personale, aumenta l'efficienza e la sicurezza.

DIALISI

Consente lo svuotamento delle sacche contenenti i residui dei concentrati acidi evitando l'inalazione di sostanze irritanti; riduce i tempi di lavoro del personale, i costi per lo smaltimento, aumenta l'efficienza e la sicurezza.


MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO

L'operatività dei nostri aspiratori è garantita, in modo semplice e sicuro da un KIT mono-giornata dedicato, certificato classe IIa, prodotto in camera bianca (Iso 8). Grazie al KIT, il personale sanitario ogni giorno trova sempre pronto in un unico confezionamento

tutto il necessario per il funzionamento degli aspiratori, azzerando in questo modo la possibilità di errori nella gestione dell'aspiratore. Per ottenere le migliori prestazioni sono stati prodotti diversi tipi di kit, ognuno studiato per la specifica applicazione.



Kit per le sale operatorie di Urologia, la Terapia Intensiva e i reparti di degenza.



Kit per le sale operatorie di Ortopedia.



Kit per le Dialisi.



INCAS
Medical Safety
Innovation

IN.CAS. S.r.l. - INNOVAZIONI CASAMICHELE

Via Staffali, 40/A - 37062 - Dossobuono di Villafranca (VR) - IT

Tel. +39 045 8601267 **Fax** +39 045 8601090

e-Mail info@incasmed.com **Website** www.incas-spriz.com